



#### Número máximo de lavados:

Su mascarilla puede lavarse hasta 25 veces y luego debe desecharse y no volver a ser usada.

#### Instrucciones de limpieza:

Lavar en la lavadora a 60°C junto con otros elementos como toallas y / o sábanas para facilitar el proceso de lavado.

Use solo detergente doméstico. No use suavizante. No lave en seco ni utilice otros productos químicos.

Cuando el ciclo de lavado se haya completado, secar al aire, en posición plana, en un lugar cálido y seco. No secar en secadora. No planchar. No estire ni aplique presión para ayudar a secar.

Después de cada ciclo de limpieza, debe lavarse las manos y comprobar si la mascarilla presenta daños (por ejemplo, rasgaduras, deformaciones en la forma, desprendimiento de las cintas para las orejas, etc.) y desecharla si está dañada. Es posible el desgaste o decoloración de cualquier impresión después de repetidos lavados y eso no constituye un daño.

## **ADVERTENCIA:**

- Es importante que siga estas instrucciones para utilizar correctamente esta mascarilla.
- Si está enfermo, esta mascarilla no es adecuada. Busque el consejo de su médico.
- Esta mascarilla no es un dispositivo médico en el sentido de la Directiva 93/42 / CEE o el Reglamento EU / 2017/745 (máscaras quirúrgicas) ni es un equipo de protección personal en el sentido del Reglamento EU / 2016/425 (dispositivos de protección respiratoria).
- Compruebe siempre que la mascarilla esté correctamente ajustada y cubra su nariz, boca y barbilla.
- Se recomienda que esta mascarilla se use sobre la piel desnuda; las barbas pueden reducir la eficiencia de filtración por debajo de los límites establecidos.
- Esta mascarilla no reemplaza las medidas de protección (lavado regular de manos, separación física, contacto reducido con otras personas). Minimiza la proyección de las gotas respiratorias de saliva del usuario al entorno.
- No la use cuando participe en una actividad física intensa.
- Deje de usar este producto ante los primeros signos de daño.
- La mascarilla especificada como reutilizable debe lavarse antes del primer uso, salvo recomendación del fabricante.
- No utilice lavado en seco ni suavizante.
- Limpie la mascarilla reutilizable después de cada uso.

## **Instrucciones de uso:**

1. Lávese las manos antes de manipular la mascarilla.
2. Asegúrese de que su mascarilla esté limpia antes de usarla. Entre usos, siga las instrucciones de limpieza anteriores.
3. Coloque con cuidado la cubierta facial en su cara, ajuste las tiras para que se ajusten cómodamente y pellizque el puente de la nariz para asegurar un ajuste adecuado.
4. Asegúrese de que la cubierta facial cubra su boca, nariz y barbilla.
5. Compruebe que puede respirar cómodamente y que la cubierta facial se ajusta bien a la cara.
6. Evite tocar el exterior de la mascarilla con las manos sucias una vez colocada. Si necesita reajustar la mascarilla, lávese las manos primero.
7. Retire la mascarilla de la cara usando las tiras para las orejas y evitando tocar la superficie exterior.
8. Coloque la mascarilla en un recipiente adecuado, como una bolsa de plástico limpia, para guardarla de cara al lavado o desecharla directamente en un cubo de basura adecuado de acuerdo con las normas locales para la eliminación de mascarillas usadas.
9. Lávese las manos
10. Asegúrese de limpiar y secar completamente la mascarilla después de cada uso y de no usarla si se ha utilizado y no se ha lavado o si está dañada.
11. Deséchela después del número máximo de lavados que se muestra arriba, independientemente de si la mascarilla parece estar dañada o no.